

19-009 WIN Decontamineren voertuig patiëntenvervoer

Werkinstructie AMTMS 19-009 – versie 2.00 – nog te valideren.

Werkinstructie (WIN)		AMTMS 19-009	WIN geldig tot
decontamineren van een voertuig ingezet voor het patiëntenvervoer			
Datum goedkeuring WIN	Datum start WIN	Goedkeurder (functie)	Eigenaar (functie)
		Raven Van Hove	Bestuur

Doelgroep WIN

Alle AMT-medewerkers die een AMT-voertuig gebruiken voor het vervoer van patiënten.

Extra informatie WIN

De werkinstructie is een verplicht element tot het verkrijgen van een vergunning van de Vlaamse overheid voor het niet-dringend patiëntenvervoer.

Decontamineren is het ‘ontsmetten’ van inerte materialen. Ontsmettingsmiddelen zijn bestemd voor klinisch gebruik (op levende weefsels). Desinfectantia of decontaminatiemiddelen zijn enkel voor uitwendig gebruik (inerte materialen) geschikt.

Toepassingsgebied WIN

Alle AMT-voertuigen inclusief de medische hulpmiddelen aanwezig in het voertuig en die niet opgeborgen zijn in een kast.

Wanneer deze werkinstructie uitvoeren?

- standaard: na zeven dagen gebruik van het voertuig;
- specifiek:
 - na het vervoer van een patiënt met een bevestigd of een vermoeden van een besmettingsrisico (zoals MRSA);
 - bij een plaatselijke verontreiniging door lichaamsvochten zoals bloed, ontlasting, urine of slijmen: na reiniging, de verontreinigde oppervlakte decontamineren alsook de nabije omgeving (minstens 40 cm rond de verontreiniging).

Betrokken SOP/WIN:

- Procedure ‘gebruik van een voertuig ingezet voor het patiëntenvervoer’;
- Werkinstructie ‘documenteren handelingen voertuig’;
- Werkinstructie ‘wassen en ontsmetten van handen’;
- Werkinstructie ‘net- en zuiverheid van een voertuig ingezet voor het patiëntenvervoer’.

Uitzonderingen WIN

Niet van toepassing.

Referentiedocumenten WIN

Lijst van ontsmettingsmiddelen en decontaminatiemiddelen.

Werkinstructie (WIN)

Verantwoordelijke (functie)	Stap	Actie
Chauffeur en/of begeleider voertuig	1	Doe éénmalig te gebruiken handschoenen voor medisch gebruik aan.
Chauffeur en/of begeleider voertuig	2	Open de deuren in een vrije omgeving.
Chauffeur en/of begeleider voertuig	3	Verwijder eerst de zichtbare verontreiniging zoals bloed, braaksel, ontlasting of slijmen: • gebruik hiervoor éénmalig te gebruiken doeken; • gooi de bevuilde éénmalig te gebruiken doeken in de daarvoor voorziene afvalzak.
Chauffeur en/of begeleider voertuig	4	Wrijf met het éénmalig te gebruiken doek en huishoudelijk reinigingsdetergent (zoals “Ajax”) op alle oppervlaktes van de binnenruimte en medische hulpmiddelen, met specifieke aandacht voor de frequente aanraakpunten zoals handvatten, de zijhekkens van de gebruikte brancard, de deurklink of het stuur.
Chauffeur en/of begeleider voertuig	5	Decontamineer na reiniging deze aanraakpunten met decontaminatiedoekjes (zie ‘Lijst van ontsmettingsmiddelen en decontaminatiemiddelen’).

Verantwoordelijke (functie)	Stap	Actie
Chauffeur en/of begeleider voertuig	6	Vernevel het decontaminatiemiddel (zie 'Lijst van ontsmettingsmiddelen en decontaminatiemiddelen') met behulp van een verstuiver, over de binneninrichting van de ziekenwagen en de medische hulpmiddelen.
Chauffeur en/of begeleider voertuig	7	Laat het verdunde decontaminatiemiddel inwerken gedurende de tijd voorzien in de 'Lijst van ontsmettingsmiddelen en decontaminatiemiddelen' en droog eventueel met een zuiver doek. Spoel zeker niet na.
Chauffeur en/of begeleider voertuig	8	Doe de éénmalig te gebruiken handschoenen voor medisch gebruik uit en gooi deze in de daarvoor voorziene afvalzak.
Chauffeur en/of begeleider voertuig	9	Ontsmet de handen met handontsmettingsmiddel volgens de werkinstructie 'ontsmetten van handen'.
Chauffeur en/of begeleider voertuig	10	Registreer de decontaminatie volgens de werkinstructie 'documenteren handelingen voertuig'.

Communicatie WIN

Doelgroep communicatie	Verantwoordelijke communicatie (functie)	Timing communicatie	Communicatiemiddel
AMT-bestuursleden	Agogisch medewerker		wiki.amt.events bestuursleden
Gebruikers van AMT-voertuigen	AMT-bestuursleden		Print van WIN

Versie WIN

Versie	Datum	Goedkeurder/Auteur (naam)	Reden aanpassing
2.00	16-10-2026	Raven Van Hove / Bestuur	Omgezet naar AMT (huisstijl en organisatie)

Revision #1

Created 2026-10-16 08:40:22 UTC by Raven Van Hove

Updated 2026-10-16 08:40:22 UTC by Raven Van Hove